

FLEXEO IMPACCO CALDO O FREDDO

AVVISO IMPORTANTE

Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima dell'uso.

USA IL CALDO PER DARE SOLLIEVO

- Dolori e prurito • Pre/post allenamento • Gonfiore e distorsioni
- Disturbi al seno • Artrite • Muscoli doloranti

USA IL FREDDO PER AIUTARE IL SOLLIEVO

- Gonfiore e distorsioni • Mal di denti e mal di testa • Dolori e prurito
- Dolore dopo un intervento chirurgico • Pre/post allenamento
- Artrite • Febbre

ISTRUZIONI PER IL RAFFREDDAMENTO

1. Mettere la confezione nel congelatore o nel frigorifero per almeno due ore o fino a raggiungere la temperatura desiderata.
2. Prima dell'applicazione, controllare che la temperatura sia adatta.
3. Se si sente bene, si può mettere l'impacco direttamente sulla pelle. Altrimenti avvolgere l'impacco in un asciugamano/panno prima dell'uso.

ISTRUZIONI PER IL RISCALDAMENTO

1. Iniziare con un pacchetto a temperatura ambiente.
2. Avvolgere la confezione in un panno umido o in un tovagliolo di carta e posizionare la confezione al centro del piatto rotante pulito del microonde (non toccare i lati).
3. Note: Ruota di 180 gradi a metà del tempo di riscaldamento e assicurati che qualsiasi funzione aggiuntiva del microonde sia spenta, come la „rosolatura“.
4. Cuocere nel microonde per il tempo indicato di seguito. La dimensione del prodotto è indicata sulla confezione.
5. Se è richiesto più calore, riscaldare nuovamente per il tempo aggiuntivo indicato di seguito a intervalli fino a raggiungere la temperatura desiderata per un'applicazione confortevole. Prima di riscaldare, controllare se la temperatura di qualsiasi parte della confezione è troppo alta (normalmente si verifica sul bordo della confezione) e impastare la confezione per rendere la temperatura uniforme, quindi ruotare di 180 gradi la confezione e riscaldare nuovamente nel microonde.
6. Controllare sempre che l'imballaggio sia alla giusta temperatura prima di applicarlo. Se si sente bene, si può mettere l'impacco direttamente sulla pelle. Altrimenti avvolgere per sicurezza in un asciugamano o un panno prima dell'uso. Il surriscaldamento non è permesso. Per il tempo massimo di riscaldamento totale vedere il modello qui sotto.

Comprimere la dimension	Performance	Tempo di riscaldamento per la temperatura ambiente	Tempo di riscaldamento se è richiesto più calore	Tempo massimo di riscaldamento totale
30,5 x 20,3 cm	800 Watt	30 Secondi	10 Secondi	50 Secondi
	1.000 Watt	20 Secondi	5 Secondi	50 Secondi
27,4 x 12,7 cm	800 Watt	30 Secondi	10 Secondi	50 Secondi
	1.000 Watt	20 Secondi	5 Secondi	50 Secondi
19 x 7,5 cm	800 Watt	10 Secondi	5 Secondi	20 Secondi
	1.000 Watt	10 Secondi	5 Secondi	20 Secondi
14 x 13 cm	800 Watt	15 Secondi	5 Secondi	30 Secondi
	1.000 Watt	10 Secondi	5 Secondi	30 Secondi

AVVERTENZE

• Fai attenzione quando lo togli dal forno a microonde, l'impacco può essere molto caldo. • Per evitare il congelamento o le ustioni, mettilo da parte finché non raggiunge una temperatura che la tua pelle può tollerare. • Applicare per non più di 20 minuti alla volta, con 20 minuti di pausa tra le applicazioni. • NON indossarlo durante il sonno. Controllare frequentemente la pelle durante l'uso. • NON usarlo su persone incapaci di rimuovere il prodotto, inclusi bambini, neonati e anziani o su persone incapaci di seguire tutte le istruzioni d'uso. • NON surriscaldare. • NON esercitare una pressione supplementare sul prodotto. • NON ingerire. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. • NON usare il contenuto dell'impacco freddo caldo che perde e/o l'involucro è danneggiato o strappato. Se il contenuto dell'impacco freddo caldo entra in contatto con gli occhi, rimuovere l'involucro, sciacquare l'area interessata con acqua e cercare immediatamente assistenza professionale. • Interrompere l'uso e consultare un medico se il dolore peggiora o persiste per più di 7 giorni, o se si ha qualsiasi disagio, bruciore, gonfiore, eruzione cutanea o altri cambiamenti nella pelle. • Chiedere al medico prima dell'uso se si soffre di diabete, cattiva circolazione o malattie cardiache, artrite reumatoide o se si è incinta.

AVVISO

Sigillare il pacchetto nel sacchetto resalabile e conservare nel congelatore per rendere il termine di vita più lungo. Sarebbe anche più conveniente per la prossima terapia del freddo. Pulire con un panno umido e lasciare asciugare. Il pacchetto non è lavabile in lavatrice. Scartare se ci sono segni di danni, strappi o buchi. Controllare se ci sono perdite prima dell'uso. Il surriscaldamento può causare la rottura o la perdita della confezione di gel. Se l'impacco di gel comincia ad espandersi durante il riscaldamento nel microonde, interrompere il riscaldamento e lasciare raffreddare l'impacco.

METODO DI SMALTIMENTO

Questo materiale non è un rifiuto pericoloso, si prega di smaltire la confezione in conformità alle normative locali.

ATTENZIONE

1. Quando si usa come trattamento termico, fare attenzione ad usare un calore moderato per un tempo limitato per evitare ustioni.
2. Quando si usa come trattamento di raffreddamento, avvolgere sempre l'impacco in un asciugamano/panno per evitare un potenziale congelamento.
3. Non lasciare mai l'impacco di gel per lunghi periodi di tempo o indossare un impacco durante il sonno.
4. Solo per uso esterno.
5. Non forare l'impacco di gel o utilizzarlo se forato.
6. Se il contenuto è esposto agli occhi e alla pelle, risalire con acqua e consultare un medico.



Importeur: **FLEXEO GmbH**
Im Maisel 17, 65232 Taunusstein, Germany
info@flexeo.shop | www.flexeo.shop



Wuhan Pakcare Bio-Technology Co., Ltd.,
#6-1 Building, Songgang Rd., Panlongcheng,
Wuhan, Hubei, China 430312



SUNGO Europe B.V., Olympisch Stadion 24,
1076DE, Amsterdam, Netherlands